



# ECG Kit 心電圖教學套件



200 W x 63 H x 133 D(mm)  
500g



配件



USB傳輸



電腦介面即時顯示




- ✓ 同步分析心跳規律性
- ✓ Two-Channels 輸出，可同時外接示波器
- ✓ 模組化設計，可插換其他生理係數量測模組
- ✓ 內部電池可攜式設計，多種電源選擇: DC、USB、BAT

## 心電圖量測教學的最佳工具

容易操作使用

豐富的頻譜分析與數位信號處理



### 歡迎與我們聯絡~



易儀科技與您一起探索世界!

易儀科技有限公司 EzInstrument Technology Co., Ltd

Tel: 03-5751256

Email: service@ezinstrument.com

http://www.ezinstrument.com

新竹市30013光復路二段101號創新育成中心108R

